


Transfernaald

Toepassing

Een transfernaald is een dubbelzijdige naald bedoeld voor het overbrengen van medicijnen van fles naar fles of van fles naar infuuszak.

Productinformatie

- De naalden worden verbonden door een kunststofhouder



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000280	TTMN TRANSFERNAALD REF A2226 *S*	5 st.	60 x 5 st.	14238888	TRANX