


## Transfernaald

### Toepassing

Een transfernaald is een dubbelzijdige naald bedoeld voor het overbrengen van medicijnen van fles naar fles of van fles naar infuuszak.

### Productinformatie

- De naalden worden verbonden door een kunststofhouder



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                     | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 2000280   | TTMN TRANSFERNAALD REF A2226 *S* | 5 st.      | 60 x 5 st. | 14238888  | TRANX   |