

Natus

Nonin: Oximeter Xpod

Toepassing

Saturatiekabel voor Emblla systemen.

Productinformatie

- Kabellengte: 45,7cm
- Compatibel met alle Nonin PureLight Sensors
- 011291: Compatibel met Embletta MPR
- 143000: Compatibel met Natus Embla NDx, Natus Embla SD, Embla N7000/S7000, S4000/S4500, Embletta Gold, PDS



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700189	NONIN XPOD OXIMETER 45,7M KABEL 011291	1 st.	1 x 1 st.		
1700244	NATUS XPOD OXIMETER 45,7CM KABEL 1430000	1 st.	1 x 1 st.		