

Natus EEG elektroden

Toepassing

De Natus EEG Elektroden hebben een goud vergulde cup. De EEG-elektroden beschikken over een 1,5 mm vrouwelijke aanraakbestendige connectoren. Deze zijn ideaal voor neurofeedback en klinische EEG-toepassingen.



Productinformatie

- Nauwkeurige meting.
- Bestand tegen oppervlakteslijtage en gemakkelijke bewerking en verwerking.
- No-lift contour verstelbare cuphals voor laag profiel.
- Connector met lage inbrengkracht voor eenvoudig inbrengen en verwijderen.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3048044	NATUS EMBLA EEG ELEKTRODE GRASS STAMPED CUP GOUD 1M KNOOPVRIJ 019-477500	1 st.	12 x 1 st.		