

## Omnistrip wondhechtstrip

### Toepassing

Hypoallergene wondhechtstrips gemaakt van huidkleurig non-woven met polyacrylaat kleeftaag, met afgeronde hoeken, extreem lucht- en waterdampdoorlatend, geen maceratie, veilig hechtend, pijnloos en zonder resten achter te laten te verwijderen, stralingsindifferent; temperatuurbestendig.



Omnistrip hechtstrips voor het atraumatisch sluiten van kleine wonden en chirurgische incisies bij primair genezende wonden; ook voor vermindering van trekspanning van de wondranden en stabilisering van verse littekens. Bij applicatie zorgdragen voor een droge en schone huid.

### Productinformatie

- Steriel, per 50 x 6 strips

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                  | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3059731   | OMNISTRIP 12 X 101MM PER 6 IN PACK<br>5406855 | 300 st.    | 6 x 300 st. | 14566907  |         |
| 3059709   | OMNISTRIP 6 X 101MM PER 10 IN PACK<br>5406845 | 500 st.    | 6 x 500 st. | 14566893  |         |