

Tubinette



Tubinette - niet-elastisch buisverband voor fixatie en/of huidbescherming

Toepassing

Tubinette niet-elastisch buisverband is geschikt voor bescherming van de huid onder zwachtels, gips of verbandfixatie. Beschermt kleding bij zalftherapie. Buisverbanden worden geleverd in diverse materiaalsoorten. De materiaalkeuze hangt af van de voorkeur van de gebruiker en mogelijke overgevoeligheid van de patiënt

Zie voor maatvoering het "Tubinette Leaflet" in Aanvullende Informatie.



Productinformatie

- Eenvoudig aan te brengen
- Vervaardigd van 100% viscose

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------