

Askir

Askir zuigpomp met toebehoren

Toepassing

De Askir zuigpomp is een draagbare afzuigunit en voorzien van een herbruikbare 1 liter container. Ook te gebruiken met de disposable Askir liners. De disposable liner wordt ook gebruikt voor het opvangen van bloed, wondvocht en andere lichaamsvloeistoffen- en materialen.

Voor koppeling van de slang aan het deksel van de disposable liner is een koppelstukje nodig. Artikel 3057690

Productinformatie

- Inzetbaar bij alle behandelafdelingen, waar geen centraal vacuüm aanwezig is
- De Askir afzuigpomp heeft een overloopbeveiliging en een vacuümmeter - De zuigkracht is d.m.v. een draaiknop traploos in te stellen, maximum vacuüm: 800 mbar
- Capaciteit Askir 30: 30 liter per minuut,



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027389	ASKIR SLANGENSET T.B.V. ASKIR 30 210355	1 st.	1 x 1 st.		
3034477	ASKIR DEKSEL TBV OPVANGPOT ASKIR POMP 210352	1 st.	1 x 1 st.		
3034296	ASKIR BACTERIEFILTER EMIVAC REF 98208	1 st.	1 x 1 st.		
3027360	ASKIR BACTERIEFILTER TBV ASKIR 30 SP0046	1 st.	1 x 1 st.		
3057285	ASKIR DISPOSABLE LINER OPVANGZAK 1000ML 31848	1 st.	50 x 1 st.		
3058709	ASKIR AFZUIGFLES 1000ML 210003	1 st.	99999 x 1 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057690	ASKIR FLOVAC CONNECTORS GEEL MALE SP.0223	5 st.	19999.8 x 5 st.		