

OMRON CUFF FLEXIBLE M-L

Toepassing

Manchet Easy Cuff voor de recente reeks bovenarmbloeddrukmeters van Omron. Inclusief slang en aansluit stuk.



Productinformatie

CW-manchet : M+L (22-42 cm)

Geschikt voor de volgende Omron bloeddrukmeters:

- Omron 705-IT HEM-759-E
- Omron 705CPII HEM-759P-E2
- Omron M1 Plus HEM-4011C-E
- Omron M1 Compact HEM-4022-E
- Omron M1 HEM-4030-E
- Omron M2
- Omron M3
- Omron M6 (niet M6Comfort)

Staat uw Omron bloeddrukmeter niet tussen? Neem gerust contact op met onze customer service voor meer informatie.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059940	OMRON MANCHET FLEXIBEL M-L 22-42CM INCL SLANG EN MANCHETPLUGGEN OMR- MANCH-CW (M+L)	1 st.	1 x 1 st.		