

Seca stoelweegschaal 956

Toepassing

Met een weegbereik van 200 kg en een aflezing van 100 gram voldoet de Seca 956 aan alle elementaire medische standaarden. Tel daar de typische Seca voordelen bij, zoals opvouwbare arm- en voetsteunen, veilige wielremmen, een ergonomisch gevormde stoel en soepele rollers, die het samen met het ergonomisch gevormde handvat heel gemakkelijk maken om de stoelweegschaal vooruit te duwen. Uiteraard is de Seca 956 ook uitgerust met de belangrijke TARA-functie, waarmee elk nieuw gewicht afzonderlijk kan worden vastgesteld, en de HOLD-functie waarmee het medisch personeel eerst voor de patiënt kan zorgen en de resultaten later aflezen.



Productinformatie

Producteigenschappen:

- Weegvermogen: 200 kg
- Schaalverdeling: 100 g
- Afmetingen (BxHxD): 563 x 897 x 956 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- Voeding: 6 x AA batterijen inbegrepen
- CE 0102, 0123
- Goedkeuringsklasse: III
- Garantietermijn: 24 maanden

Instellingen en functies:

- TARA
- HOLD
- Automatische uitschakeling
- Zwenkbare armleuningen
- Zwenkbare voetsteunen
- Vastzethendel aan beide achterste wieltjes



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3008755	SECA STOELWEEGSCHAAL 956 DIGITAAL MAX 200KG REF 956	1 st.	1 x 1 st.		