

Zuigverbindingsslangen

Toepassing

Zuigverbindingsslangen verbinden de zuigbuis met de opvangpot. De zuigslangen blijven bij een vacuüm van 400 mmHg open. Hierdoor worden vloeistoffen, secreet en bloed per-operatief effectief afgezogen.



Productinformatie

- Dubbel steriel verpakt
- Gesteriliseerd door ethyleen-oxide
- Materiaal slang en connector: polyvinylchloride
- De funnel op de slang is te gebruiken bij producten met een male connector
- □cut-to-fit□ funnel: past op alle zuigpotten met connectors van 8 - 18 mm
- Op-flex □klik□-verbinding : voor veilige en betrouwbare verbinding met de zuigbuis

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026896	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD CH24 400 CM REF 16074182 *S*	40 st.	1 x 40 st.		
3026916	UNOMEDICAL VERBINDINGSSLANG STANDAARD CH24 LENGTE 210CM 1 FINGERTIP / REF 16021182 *S*	50 st.	1 x 50 st.		