

Welch Allyn Bloeddrukmeter DuraShock DS65 Silver Series

Toepassing

De Welch Allyn DS65 is een professionele handmatige bloeddrukmeter met een innovatieve DuraShock technologie.

Productinformatie

Door het creëren van een versnellingvrij ontwerp heeft de Welch Allyn DuraShock minder bewegende delen en is daardoor schokbestendig en lichter dan de traditionele meters. Dit is vooral gunstig in drukke medische omgevingen waar apparatuur zo robuust mogelijk moet zijn.

De bloeddrukmeter wordt compleet geleverd inclusief manchet en een opbergetui.

Producteigenschappen

Kleur: Zwart

Ontluchten d.v.m. drukventiel

inclusief opbergetui

Inclusief complete Welch Allyn flexiport manchet maat 11
10 jaar kalibratie garantie

Accessoires en toebehoren

Welch Allyn manchet maat 07 Infant 9-13cm zonder slang
artikelnummer 3008610

Welch Allyn manchet maat 08 Child Small 12-16cm zonder slang
artikelnummer 3008684

Welch Allyn manchet maat 09 Child 15-21cm zonder slang
artikelnummer 3008363


Welch Allyn manchet maat 10 Adult Small 20-26cm zonder slang
artikelnummer 3007324

Welch Allyn manchet maat 12 Adult Large 32-43cm zonder slang
artikelnummer 3007325

Welch Allyn manchet maat 13 Thigh 40-55cm zonder slang
artikelnummer 3008277 (geschikt voor gebruik bij obesitas patiënten)

Welch Allyn ballon bloeddrukmeter DS65 artikelnummer 3007441

Welch Allyn etui DS55/DS65 artikelnummer 3054264



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026211	WELCH ALLYN BLOEDDRUKMETER DS65 FLEXIPORT COMPLEET ZWART DS-6501-189	1 st.	1 x 1 st.		
3054264	WELCH ALLYN ETUI DURASHOCK DS55/DS65 REF 10-50-000	1 st.	1 x 1 st.		