


Tegaderm infuuspleister IV antibacterieel met CHG

Toepassing

De infuuspleister van 3M Tegaderm wordt gebruikt om de plaats van inbrenging van de katheter te bedekken en te beschermen, en om instrumenten op de huid te bevestigen.



Productinformatie

- Fixatie van katheters met sleutelgatinkeping
- Ademend vermogen
- Eenvoudig aan te brengen
- Transparante film en gelpad, maakt controle op infectie mogelijk
- Biedt antimicrobiële bescherming met geïntegreerde CHG-gelpad (chloorhexidinegluconaat)

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029505	TEGADERM INFUUSPLEISTER IV ANTIBACTERIEEL MET CHLOORHEXIDIINE GLUCONADE 8,5 X 11,5 CM REF 1657R *S*	25 st.	4 x 25 st.	15626598	
3029506	TEGADERM INFUUSPLEISTER IV ANTIBACTERIEEL MET CHLOORHEXIDIINE GLUCONADE 10 X 12 CM REF 1658R *S*	25 st.	4 x 25 st.	15800563	