

Cuticell Zalfkompres

Toepassing

Cuticell zalfgaas is doordrenkt met een huidvriendelijke zalf en is geschikt voor de behandeling van oppervlakkige en vochtige wonden. Het gaas heeft een open structuur en is geïmpregneerd met paraffine. Dit maakt het verwisselen van het kompres makkelijk en gaat uitdroging van de wond tegen.



Productinformatie

- ☐ Toepasbaar bij eerste en tweedegraads brandwonden , snij- en schaafwonden, rijtwonden, stralingswonden en wonden na huidtransplantatie
- ☐ Laat zuurstof en wondvocht door
- ☐ 100% katoenen kompres
- ☐ Open gaasstructuur
- ☐ Pijnloos verwijderbaar
- ☐ Zalf op basis van Eucerit

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033634	CUTICELL ZALFKOMPRES 7,5X7,5CM 72539-00 STERIEL	10 st.	60 x 10 st.	15183254	CUTIK7
3032294	CUTICELL ZALFKOMPRES 7,5X20CM 72539-02 STERIEL	10 st.	30 x 10 st.	15183262	
3030434	CUTICELL ZALFKOMPRES 20X40CM 72539-04 STERIEL	25 st.	6 x 25 st.	15354474	