




Leukosilk hechtpleister

Toepassing

Leukosilk is een universele en ideale hechtpleister voor de gevoelige huid. Ontworpen voor dagelijks gebruik en goede hechting. De grote spankracht van deze hechtpleister maakt Leukosilk geschikt voor de fixatie van alle maten kompressen en gazen.

Productinformatie

- Hypo-allergene kleefmassa
- Ster en klimaatongevoelig
- Beschrijfbaar
- Röntgendoorlaatbaar
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000197	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 5MX1,25CM WIT 01021-00	24 st.	10 x 24 st.	12201030	
3034673	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 5MX2,5CM WIT 01022-00	12 st.	10 x 12 st.	12201049	LEUKP5
3013624	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 5MX5CM WIT 01024-00	6 st.	10 x 6 st.	12201057	
3034674	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 9.2MX1.25CM WIT 09566-00	24 st.	10 x 24 st.	13932659	LEUKP9
3034675	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 9.2MX2.5CM WIT 09567-00	12 st.	10 x 12 st.	13932667	LEUKP9
3030738	LEUKOSILK HECHTPLEISTER MET RING 9.2MX5CM WIT 009569-00	6 st.	10 x 6 st.	13932675	