

Fixomull



Leukoplast Fixomull sensitive skin

Toepassing

De Fixomull sensitive is een rekbare volvlak fixatiepleister. Het heeft een non-woven toplaag met siliconen kleeflaag; voor fixatie van wondverband met groot formaat of voor grote oppervlakten. Het is geschikt voor mensen met een zeer gevoelige of kwetsbare huid.



Productinformatie

- Atraumatische verwijdering, laat de huid intact
- Ademend materiaal
- Gemakkelijk aan te passen aan de gewenste grootte
- Röntgendoorlaatbaar
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Geschikt voor de zeer gevoelige of kwetsbare huid
- Zeer geschikt voor bewegende delen van het lichaam

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3053911	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 5MX5CM 79965-01	1 st.	24 x 1 st.	16781694	
3053910	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 5MX10CM 79965-02	1 st.	12 x 1 st.	16781708	
3053913	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 5MX15CM 79965-03	1 st.	12 x 1 st.	16781716	
3053916	FIXOMULL SKIN SENSITIVE 2MX10CM 79965-04	1 st.	12 x 1 st.	16781724	