

Skin Tac



Skin Tac adhesive doekjes - Isopropanol

Toepassing

De Skin Tac doekjes zijn te gebruiken om sensorpleister, patchpomp of infusset beter te laten hechten op de huid. Het doekje vormt een klevende, barrière laag op de huid. Ook geschikt voor het beter laten hechten van andere producten die door middel van een pleister op de huid gehecht worden.



Productinformatie

Productkenmerken

- Geschikt voor de gevoelige huid
- Hypo allergen
- Bevat 50 individueel verpakte doekjes
- Bevat alcohol

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037943	SKIN TAC WIPE 5020 - ISOPROPANOL	50 st.	20 x 50 st.	16012992	