

Diversey Taski Doekenemmer Groen

Toepassing

Robuuste, groene emmer voor het opvangen van gebruikt wasgoed. De emmer helpt kruisbesmetting te voorkomen en ondersteunt het waarborgen van veiligheid.

Productinformatie

- Inhoud van 7 liter
- Lengte: 285mm
- Breedte: 220mm
- Hoogte: 203mm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------