

## ACCU-CHEK SOFTCLIX KIT


### Toepassing

Bloedprikapparaat voor afnemen capillair bloed. Penmodel. 11 Instelbare prikdiepten; 0.5 minimale, 5.5 maximale prikdiepte. Gebruiken met Accu-Chek Softclix (XL) lancet; 3-vlaksgeslepen. Lancet wordt automatisch verwijderd.

### Productinformatie

Specificatie:

- vorm: model van een pen
- prikdiepten: 11 instelbare prikdiepten van 0.5 tot en met 5.5 (0.5 geeft de minimale prikdiepte en 5.5 geeft de maximale prikdiepte aan)
- lancet: Accu-Chek Softclix en Accu-Chek Softclix XL lancet
- uitwerpmechanisme: lancet wordt automatisch verwijderd



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                            | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3033974   | ACCU-CHEK SOFTCLIX APPARAAT<br>STANDAARD EN 25 LANCETTEN<br>03307450001 | 1 st.      | 38 x 1 st. | 13754122  |         |