

ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCETTEN 200ST

Toepassing

Lancet voor het verkrijgen van capillair bloed. Gebruiken in combinatie met Accu-Chek Softclix, Accu-Chek Softclix Plus en Accu-Chek Softclix Plus GT prikapparaat. 3-Vlaksgeslepen voor loodrechte geleiding, minder gevoelig.



Productinformatie

Accu-Chek Softclix, lancet voor prikapparaat; voor het verkrijgen van capillair bloed.

Lancet (puntig, scherp mesje) dat in combinatie met Accu-Chek Softclix, Accu-Chek Softclix Plus en Accu-Chek Softclix Plus GT bloedprikapparaat gebruikt wordt om capillair bloed te verkrijgen. Flinterdun lancet met siliconen glijmiddel. 3-Vlaksgeslepen voor loodrechte geleiding, minder gevoelig. 28 Gauge. Steriel. De verpakking met 17 lancetten is uitsluitend verkrijgbaar in het startpakket.

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033841	ACCU-CHEK SOFTCLIX II LANCET CLASSIC 03307484001 STERIEL	200 st.	51 x 200 st.	14160188	ACCUX