

FREESTYLE PRIKPEN

Toepassing

Instelbare prikpen met 9 prikdieptes voor het prikken van capillair bloed voor het meten van het bloedglucosegehalte. Met pijn maskerende bolletjes en uitwerpmechanisme. Gebruiken met FreeStyle lancet of uitwisselbaar lancet.



Productinformatie

FreeStyle II, instelbare prikpen met pijn maskerende bolletjes; voor het prikken van capillair bloed voor het meten van het bloedglucosegehalte.

De prikpen heeft 9 instelbare prikdiepten waarvan nummer 1 de minst diepe prik geeft. Het uiteinde van de prikpen is voorzien van bolletjes, de "Comfort Zone technology". De bolletjes geven een signaal naar de hersenen zodat tijdens de prik minder pijn wordt ervaren. De prikpen moet gebruikt worden met de FreeStyle lancetten of een uitwisselbaar lancet. Na het afnemen van het bloedmonster kan het lancet automatisch uit de prikpen verwijderd worden met behulp van de schuifknop. Het lancet dient weggegooid te worden in een naaldencontainer.

Specificatie:

- ☐ prikpen
- ☐ pijn maskerende bolletjes
- ☐ 9 instelbare prikdieptes
- ☐ geschikt voor standaard lancet
- ☐ met uitwerpmechanisme

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037574	FREESTYLE PRIKPEN 71399-01	1 st.	1 x 1 st.	16189000	