

FREESTYLE PRECISION GLUCOSE TESTSTRIP 50ST

Toepassing

Teststrip voor meten bloedglucosegehalte. Benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl. "Top-fill" (bloed wordt opgezogen), "End-fill" (bloed aanbrengen op testgedeelte). Testduur 5 sec. Voor FreeStyle Precision of FreeStyle Libre 2.



Productinformatie

FreeStyle Precision, glucoseteststrip; voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. Er kan op twee manieren bloed aangebracht worden op de teststrip namelijk: "Top-fill" (de bloeddruppel wordt opgezogen aan het uittende van de teststrip) en "End-fill" (de bloeddruppel moet op het testgedeelte aangebracht worden). De testduur bedraagt 5 seconden.

Specificatie:

- ☐ glucoseteststrip
- ☐ benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl
- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ gebruiken met FreeStyle Precision bloedglucose/ketonenmeter of FreeStyle Libre 2 systeem

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033911	FREESTYLE PRECISIONSTRIP 98818 15714462	50 st.	50 x 50 st.	15714462	FREET