

MICROLET LANCETTEN GEKLEURD 200 ST

Toepassing

Standaard lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. In de verpakking zitten diverse kleuren lancetten. 27 Gauge. Steriel verpakt. Voor eenmalig gebruik.

Productinformatie

Microlet, standaard lancet voor prikken; voor het prikken van capillair bloed.

Het standaard lancet kan gebruikt worden op meerdere prikpenen. In de verpakking zitten diverse kleuren lancetten. 27 Gauge. Steriel verpakt. Voor eenmalig gebruik.

De verpakking met 10 lancetten is uitsluitend verkrijgbaar in het startpakket.

Specificatie:

- ☐ lancet
- ☐ geschikt voor meerdere prikpenen
- ☐ 27 gauge
- ☐ eenmalig gebruik

Toepassen voor:

- ☐ het prikken van capillair bloed



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3028887	BAYER LANCET MICROLET DIAMETER 0,4MM 28G 3856893 STERIEL	200 st.	12 x 200 st.	14811812	BAYEX