

MICROLET NEXT PRIKAPP

Toepassing

Prikapparaat met uitwerpmechanisme voor lancet, gebruiken om capillair bloed uit vingertop of handpalm af te nemen voor meten bloedglucosegehalte. 5 Instelbare prikdieptes. Gebruiken met Microlet lancet of uitwisselbaar lancet.



Productinformatie

Microlet next, prikapparaat met uitwerpmechanisme voor lancet; te gebruiken om capillair bloed uit de vingertop of handpalm af te nemen voor het meten van het bloedglucosegehalte.

Het prikapparaat is aan de voorzijde voorzien van een draaiknop/punctiedop, hiermee kunnen 5 verschillende prikdieptes ingesteld worden. Prikdiepte 1 geeft de minst diepe prik en 5 geeft de diepste prik. De zwart-witte punctiedop wordt gebruikt voor bloedafname aan de vingertop, de doorzichtige AST-punctiedop moet gebruikt worden om op een alternatieve plek, de handpalm, bloed af te nemen. Tijdens het prikken zit de punctiedop vergrendeld, dit helpt prikincidenten te voorkomen. Na het prikken kan het lancet automatisch uit het prikapparaat verwijderd worden met behulp van de lancetuitwerpschuif.

De doorzichtige AST-punctiedop dient apart besteld te worden. Het prikapparaat dient gebruikt te worden met Microlet lancetten of een ander uitwisselbaar lancet.

Specificatie:

- ☐ prikapparaat
- ☐ 5 instelbare prikdieptes
- ☐ met uitwerpmechanisme voor lancet
- ☐ gebruiken met Microlet lancet of ander uitwisselbaar lancet

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039709	MICROLET NEXT PRIKPEN 85139924	1 st.	24 x 1 st.	16296125	