

Cutimed sorbact gaasstrook

Toepassing

De steriele (katoenen) gaasstrook van Cutimed Sorbact is een bacteriën- en schimmelbindend wondverband. De strook bestaat uit een wondcontactlaag van acetaatgaas (Sorbact) met sterke hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Door de puur natuurkundige werking (op basis van hydrofobe interactie) bindt de gaasstrook bacteriën en schimmels aan zich, die met elke verbandwissel verwijderd worden.



Ook kan de gaasstrook in combinatie met compressietherapie worden gebruikt. In een droge wond wordt de hydrofobe werking verhinderd, daarom moet de wond eerst bevochtigd worden.

Productinformatie

- Effectieve behandeling van geïnfecteerde wonden
- Ideaal voor diepe en/of smalle wonden
- Geen contra-indicaties of bijwerkingen bekend
- Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter in de wond
- Laag risico op allergieën
- Geschikt voor langdurige behandeling
- Verkrijgbaar in verschillende maten

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3033900	CUTIMED SORBACT BACTERIËNBINDEND GAASSTROOK 2X50CM REF 72166-00 *S*	20 st.	6 x 20 st.	14982242	CUTIV2
3033579	CUTIMED SORBACT BACTERIËNBINDEND GAASSTROOK 5X200CM REF 72167-00 *S*	10 st.	6 x 10 st.	14982250	CUTIV5