

Klinion Engels Pluksel

Toepassing

Klinion Engels Pluksel is een zelf afdekker van 100% katoen met één geruwde zijde. Engels Pluksel wordt gebruikt ter preventie en bij behandeling van smetten. Ook wordt Engels Pluksel gebruikt als 'zelflap' voor het afdekken van zelf op bijvoorbeeld ontstekingsinfiltraten.

Productinformatie

Productkenmerken:

- ☐ Aan één zijde geruwd (ruwen betekent pluizig maken)
- ☐ Altijd de geruwde (pluizige) zijde (met of zonder zelf) op de huid aanbrengen
- ☐ Niet gebruiken op open wonden
- ☐ Op maat te knippen
- ☐ Non-sterile en toepasbaar voor eenmalig gebruik
- ☐ Verkrijgbaar op rol of per stuk in doosje verpakt
- ☐ Vervaardigd van 100% katoen
- ☐ Indien nodig vastzetten met een zelfbestendig windsel (bijvoorbeeld Klinifix Crèpe)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052501	KLINION ENGELS PLUKSEL 10CMX5M 40170060	1 st.	60 x 1 st.	13619462	
3052502	KLINION ENGELS PLUKSEL 45CMX5M 40170058	1 st.	20 x 1 st.	13619497	