

Welch Allyn Ambu ECG electrode

Toepassing


De Ambu Blue Sensor □ Electrode is een hoogwaardige zelfklevende ECG electrode voor een rust ECG.

Productinformatie

Ook is deze voorzien van gel. De elektrode heeft een diameter van 34mm en is is uitgevoerd met een kapje waar eenvoudig de bananenstekker in kan worden geschoven. Per besteleenheid worden 50 elektrodes geleverd.

Kenmerken

- 50 stuks
- Zelfklevend
- Voorzien van gel
- 34 mm
- Voorzien van een kapje voor de banaanstekker



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3026153	AMBU BLUE SENSOR ELECTRODE	1000 st.	2 x 1000 st.		