

Melag autoclaaf Euroklav 23 S+

Toepassing

Interesse in een autoclaaf? Neem contact op met de accountmanager in uw regio. Zij kunnen de juiste autoclaaf, installatie voorwaarden en extra opties samen met u doornemen.

Productinformatie

Stoomautoclaaf met verschillende programma's en mogelijkheden om, geheel volgens de Nederlandse huisartsen hygiëne richtlijnen (WIP) en aan de Europese norm EN13060 voor stoom autoclaven, verpakte instrumenten te steriliseren.

Er zijn 3 soorten installatie mogelijk, zie hieronder voor meer informatie. Om u beter op weg te helpen, vindt u o.a. twee installatie checklisten en een formulier technisch onderhoud. Met het invullen van de checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden.

Let wel; de garantie op uw autoclaaf is alleen geldig bij installatie door een gecertificeerde technicus.

Wilt u zeker van zijn dat uw autoclaaf correct wordt geïnstalleerd door een gecertificeerde technicus inclusief een onderhoud service aan uw autoclaaf? Mediq Technische Service biedt u de uitkomst!

Producteigenschappen:

- Het type 23S+ heeft geen voor en na vacuüm
- Voldoet ook aan de NPA accreditatie normering 2011
- Met vier programma's met een piek van 134 graden of 121 graden
- Digitale uitlezing en procescontrole van tijd, druk en temperatuur
- Hoge nauwkeurigheid van de ingestelde parameters
- Inclusief 1 instrumentenhouder en 2 instrumentenschalen
- Er is ruimte voor maximaal vijf instrumentenschalen

Melag ketel en tray reinigingsset (3063759)

Met deze reinigingsset van Melag heeft u alles in huis voor een betrouwbare reiniging en langdurige bescherming van de autoclaaf. Het verwijdert zelfs vuil wat niet met het blote oog waar te nemen is. Ook beschermt het de ketel (en trays) tegen afzetting en verkleuring. De set is speciaal geschikt voor alle MELAG autoclaven.

De set bestaat uit:

- Krachtig reinigingsmiddel in sprayflacon
- 50 pluisvrije doeken
- 1 microvezeldoek



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700029	MELAG AUTOCLAAF EUROKLAV 23S+ PAKKET 66X42,5X48,5CM 22L INCLUSIEFINSTRUMENTENHOUDER EN 2 INSTRUMENTENSCHALEN ME10055+ME82630+2XME00230+ME22420	1 st.	1 x 1 st.		