

Melag autoclaaf Melatronic 15EN+

Toepassing

Interesse in een autoclaaf? Neem contact op met de accountmanager in uw regio. Zij kunnen de juiste autoclaaf, installatie voorwaarden en extra opties samen met u doornemen.

Productinformatie

De Melag MELAtronic 15 EN+ is een veelzijdige compacte S-klasse stoom autoclaaf waarbij de behaalde druk, temperatuur en tijdsduur allemaal elektronisch worden gecontroleerd. De automatische watertoevoer en de duidelijke tip-toets bediening via het menu gestuurde display maken hem zeer gebruiksvriendelijk. Tevens heeft u de mogelijkheid (meerprijs optie) om het afval water direct af te voeren waardoor verontreiniging van het schoonswaterreservoir wordt voorkomen.

Het vernieuwde EN+ model is voorzien van een krachtige pomp waarmee de autoclaaf een mechanisch droogproces uitvoert met gesloten deur. Hierdoor is deze autoclaaf een volwaardige S-klasse autoclaaf welke geschikt is voor sterilisatie van verpakte massieve instrumenten conform de Nederlandse WIP richtlijnen en Europese norm EN13060. Naast sterilisatie van verpakte instrumenten kunnen uiteraard ook onverpakte instrumenten en kleine hoeveelheden textiel worden gesteriliseerd. Voor installatie van deze autoclaaf adviseren wij gebruik te maken van een onbelaste electriciteitsgroep.

Voor de MELAtronic 15EN+ is de standalone installatie mogelijk, zie hieronder voor meer informatie. Om u beter op weg te helpen, vindt u o.a. twee installatie checklisten en een formulier technisch onderhoud. Met het invullen van de checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden.

Let wel; de garantie op uw autoclaaf is alleen geldig bij installatie door een gecertificeerde technicus.

Wilt u zeker van zijn dat uw autoclaaf correct wordt geïnstalleerd door een gecertificeerde technicus inclusief een onderhoud service aan uw autoclaaf? Mediq Technische Service biedt u de uitkomst!

Melag ketel en tray reinigingsset (3063759)

Met deze reinigingsset van Melag heeft u alles in huis voor een betrouwbare reiniging en langdurige bescherming van de autoclaaf. Het verwijdert zelfs vuil wat niet met het blote oog waar te nemen is. Ook beschermt het de ketel (en trays) tegen afzetting en verkleuring. De set is speciaal geschikt voor alle MELAG autoclaven.

De set bestaat uit:

- Krachtig reinigingsmiddel in sprayflacon
- 50 pluisvrije doeken
- 1 microvezeldoek



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
1700031	MELAG AUTOCLAAF MELATRONIC 15EN+ 50X44X33CM ME10615 + ME00150	1 st.	1 x 1 st.		