

merkloos

PB SHAKER PLUS

Toepassing

De PB Shaker Plus PEP is een zeer effectief hulpmiddel voor het mobiliseren van vastzittend bronchiaal slijm. De werking is gebaseerd op uw uitademing: bij het uitblazen verplaatst de lucht een stalen kogeltje. Dit veroorzaakt trillingen die in de borstholte een kloppend gevoel opwekken. Door deze trillingen raakt het vastzittend slijm langzaam los en kan opgehoest worden.

Productinformatie

- Is een verbeterde uitvoering van de PB Shaker Deluxe; is steviger om intact te blijven tijdens een val.
- Is met twee ergonomisch ontworpen mondstukken geleverd.
- Is steriliseerbaar.
- Is eenvoudig uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3049636	PB SHAKER PLUS PEP PSBD	1 st.	1 x 1 st.		