

Lifeguard beademingsballon kind

Toepassing

De Lifeguard beademingsballon is een zelf vullende, manuele beademingsballon. Bedoeld voor patiënten die ondersteuning van volledige of intermitterende beademing nodig hebben. Deze beademingsballon biedt positieve druk beademing door middel van een kunstmatige luchtweg. De beademing kan ook via een gezichtsmasker worden toegepast. De ballon laat tevens spontane ademhaling toe.



Productinformatie

- Gemaakt van transparant siliconen
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf, GEEN hetelucht sterilisatie
- Inhoud ballon: 470 ml.
- Met vergrendelbaar overdrukventiel voormaximaal 40 mbar druk
- Reservoirballon met ventiel en tubes
- Volgens advies van de K.N.O.V. richtlijn

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3007507	LIFEGUARD BEADEMINGSBALLON LIFEGUARD KIND	1 st.	12 x 1 st.		