

Philips

PHILIPS SIDESTREAM MEDICIJNKAMER DISPOSABLE

Toepassing

De SideStream Plus diamond jet-technologie wordt gecombineerd met een ventiel met lage weerstand om de aerosolaflevering te stimuleren, zodat de medicatie gemakkelijker ingeademd kan worden met minder druk. Dankzij de nevel bereikt het medicijn het diepe deel van de longen.

Productinformatie

- Helpt medicatie makkelijker in te ademen.
- Levert constante hoogwaardige aerosol.
- Maximaal twee weken gebruiken.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041101	PHILIPS SS MEDICIJNKAMER VERNEVELAAR 4445	1 st.	50 x 1 st.		