


PHILIPS VERNEVELMASKER OPEN KIND/ VOLWASSEN

Toepassing

De Philips Vernevelmasker Open werkt met stroomopwaarts vernevelaar voor directe toepassing van vernevelde medicijnen. De vernevelde medicijnen lopen via een 2,10m veiligheidsslang naar de masker. De masker is begast met ethyleenoxide voor kiemvermindering.



Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3041062	PHILIPS VERNEVELMASKER OPEN KIND 1120E	1 st.	100 x 1 st.		