

Quick-Breezer

Quick-Breezer beademingsmasker als sleutelhanger Kiss of Life

Toepassing

De Quick-Breezer beademingsmasker of ook wel reanimatiesleutelhanger genoemd, is een oplossing om een slachtoffer te beademen zonder direct contact met het slachtoffer te hebben. Dit beademingsmasker in sleutelhanger vorm is een alternatief voor de grotere beademingsmaskers.

Vanwege de toenemende kans op infectieziekten en de onhygiënische aard een natuurlijke terughoudendheid om mond-op-mond uit te voeren. Dit handige kant-en-klare reanimatie gezichtsmasker dat onmiddellijke respiratoire ondersteuning biedt voor de patiënt zonder de veiligheid van de hulpverlener in het gedrang te brengen.

Productinformatie

- De Quick-Breezer is een hygiënisch filter voor eenmalig gebruik.
- Verkleint de risico op infectieziekten.
- Een hygiënisch filter voor eenmalig gebruik.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3007529	QUICK-BREEZER BEADEMINGSMASKER ALS SLEUTELHANGER KISS OF LIFE N4 4051	1 st.	60 x 1 st.		