

Ratiomed beademingsmasker voor volwassenen 210 cm

Toepassing

De RatioMed beademingsmasker is een transparant beademingsmasker met een goed zicht op het slachtoffer, met éénrichtingsventiel en filter. De RatioMed beademingsmasker is ontworpen om bescherming te bieden aan patiënt en hulpverlener. Bij reanimatie is mond op mond beademing de traditionele en veel voorkomende manier van beademen. Hiermee kan de hulpverlener onmiddellijk beademen zonder zich enige zorgen te maken over besmettelijke ziektes en het is een volkomen hygiënisch product.

Productinformatie

- Transparante masker.
- Volkomen hygiënisch product.
- Voorzien van een elastiek dat om het hoofd van de patiënt aangebracht kan worden.
- 210cm slang.
- Steriel.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3007539	RATIOMED BEADEMINGSMASKER VOOR VOLWASSENEN 210 CM MEG125970 STERIEL	25 st.	1 x 25 st.		