

Coach


Coach longfunctie trainer

Toepassing

De Coach longfunctie trainer combineert een éénwegklep en goed zichtbare zuiger met duidelijke afbeeldingen die de juiste inspiratoire flowsnelheid aangeven om patiënten te helpen zonder direct toezicht hun eigen postoperatieve adem oefeningen uit te voeren en te controleren. Het is vooral bedoeld voor postoperatieve patiënten waarbij hun longen helpt te verbeteren. Incentive spirometers stimuleren patiënten om langzaam en diep te ademen zodat de longen worden verwijd.

Productinformatie

- Zorgt dat de patiënt inademt en niet uitademt in het apparaat.
- Eenvoudig aan te passen voor gebruik door iedere patiënt.
- Eenvoudig te leren.
- Blijft bij de patiënt voor optimale therapietrouw.
- Geschikt voor patiënten die extra zuurstof nodig hebben.
- Bespaart ruimte.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036462	COACH LONGFUNCTIE TRAINER 22-2500, INHOUD 2500ML	12 st.	1 x 12 st.	15540146	