

## Covidien Zuigkatheter Yankauer

### Toepassing

De Covidien Zuigkatheter Yankauer is voor het uitzuigen van de mond- en keelholte. Het is een stevige transparante zuigkatheter van pvc. De Yankauer heeft een lichte knik waardoor hij gemakkelijk in de hand ligt. Hij heeft een taps toelopende of bolvormige tip. Bij kinderen vanaf de peuterleeftijd heeft een Yankauer de voorkeur bij het uitzuigen via de mond.

### Productinformatie

- Lengte is 22 centimeter.
- Is onbreekbaar.
- Glad binnenlumen.
- Eenmalig gebruik.
- Steriel.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                    | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3044665   | COVIDIEN ZUIGKATHETER CH22 YANKAUER<br>HIGH 8888-502005 STERIEL | 50 st.     | 1 x 50 st. |           |         |