

# Mediware

## Afdekdoeken -en lakens

### Toepassing

Afdekdoeken en gatlakens voor het afdekken van kleine procedures en tafels.

### Productinformatie

Mediware afdekdoeken:

- Materiaal: ondoordringbaar bi-laminaat en SMS.
- Hoge absorptie; non woven
- 2-laags
- gatdoek diameter 5cm.
- watervast



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                               | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3006069   | MEDIWARE AFDEKDOEK ZONDER GAT<br>45X75CM H2 504375 STERIEL | 50 st.     | 3 x 50 st. |           |         |
| 3006070   | MEDIWARE AFDEKDOEK ZONDER GAT<br>75X90CM H2 507592 STERIEL | 30 st.     | 3 x 30 st. |           |         |