

Intersurgical koppelstuk zuurstofslang

Toepassing

Het Intersurgical koppelstuk zuurstofslang is een koppelstuk (niet draaibaar) dat bevestigd wordt tussen de slang van de neusbril en de zuurstofslang. Met behulp van de connector wordt voorkomen dat de slang knikt.



Productinformatie

Verschillende afmetingen

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052360	INTERSURGICAL KOPPELSTUK ZUURSTSL 4MM 9300404 STERIEL	100 st.	5 x 100 st.		
3052361	INTERSURGICAL KOPPELSTUK ZUURSTOFSLANG 7MM 9300707 STERIEL	100 st.	5 x 100 st.		