

## Intersurgical Clear Guard 3 Filter met Luer Lock

### Toepassing

De Intersurgical Clear Guard 3 Filter met Luer Lock is ontworpen voor gebruik in ademhalings- en anesthesiesystemen om de patiënt, het ziekenhuispersoneel en de apparatuur te beschermen tegen mogelijke microbiële besmetting. Het is ontworpen met een afgeronde ergonomische polypropyleen behuizing.

### Productinformatie

- Meest kosteneffectieve filterproduct.
- Filtratie effect is hoger dan 99,99%.
- Weerstand bij 30L/min is 0.8CM H<sub>2</sub>O.
- Weerstand bij 60L/min is 1.9CM H<sub>2</sub>O.
- Drukvolume is 59ML.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                      | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3025838   | INTERSURGICAL FILTER CLEAR GUARD 3,<br>HMEF LUER LOCK REF 1544000 | 1 st.      | 150 x 1 st. | 16135180  |         |