



Intersurgical

Intersurgical zuurstofconnector disposable

Toepassing

De Intersurgical zuurstofconnector disposable is ontworpen om de bevestiging van bevochtigingsapparaten met 9/16 UNF (DISS) schroefdraadkoppelingen aan verschillende soorten flowmeters mogelijk te maken.

Productinformatie



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025832	INTERSURGICAL ZUURSTOFCONNECTOR DISPOSABLE REF 1504001	50 st.	4 x 50 st.	16135016	