

SCHAPER ONDERBEENSPLINT SC5020

Toepassing

Huidvriendelijke en verstelbare aluminium brace ter immobilisatie van het onderbeen. In te zetten bij postoperatieve zorg, eerstehulp- & IC zorg en letsels aan het onderbeen.

Productinformatie

- Aanpasbaar binnengedeelte
- Zwachtel wordt meegeleverd
- Verstelbare teenstand
- Verkrijgbaar in drie maten
- Alle artikelen van Schaper worden geproduceerd in Oostenrijk.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------