

COOL ROM Brace Knie

Toepassing

Deze krachtige COOL ROM Brace. Gemaakt van Aluminium stangen aan beide weerszijden, zorgen voor een stevige fixatie. Bevat een eenvoudig aanpasbare scharnier om de bewegingsvrijheid te controleren.

Productinformatie

- Zachte polstering voor extra patiëntencomfort en beperkt in oppervlakte, hetgeen warmteontwikkeling onder de brace reduceert.
- Eenvoudige en snel te verstellen klittenbandsluiting.
- In twee maten beschikbaar.
- In te zetten bij Post-operatieve ingrepen aan de knie, Knietrauma (ligamentletsels) en Stabiele fractures in de knieregio.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3063501	COOL ROM KNIE BRACE UNIVERSEEL 12-0023-1/5	1 st.	5 x 1 st.		
3063502	COOL ROM KNIE BRACE KORT 12-0023-2/5	1 st.	5 x 1 st.		