

Convatec

NERIA SOFT INFUUS SET

Toepassing

De Neria Soft Infuusset is een zachte, flexibele canule is voor het inbrengen onder een hoek van 90 graden. De infuusset voor subcutane toediening van geneesmiddelen is geschikt voor gebruik tijdens langere periodes van infusie of indien meerdere insertieplaatsen nodig zijn. De infuusset heeft een zeer klein vulvolume door de dubbele laag en kleine boring van de slang. Hierdoor is minimale verspilling van medicatie en een langere behandeling per dosis mogelijk.

Productinformatie

- Kan at-site losgekoppeld worden
- De koppel-optie geeft een grotere flexibiliteit
- De standaard luer-lock past op de meeste pompen
- Latexvrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030713	CONVATEC INFUUSSET NERIA SOFT SLANG 110CM 79-110-2622	10 st.	20 x 10 st.	15600165	NERIX
3030715	INFUUSSTEEM NERIA SOFT, CANULE 17MM 80 CM 79-080-2622 GLOB	10 st.	20 x 10 st.	15600157	
3044455	NERIA SOFT NAALD TENDER 17MM 60CM 79-060-2622	10 st.	20 x 10 st.	15600149	
3044210	NERIA SOFT NAALD 90 110CM 9MM 27G 722110-5229	10 st.	10 x 10 st.	15932648	
3044450	NERIA NAALD STAAL 10MM 80CM 27G	10 st.	1 x 10 st.		