

H&O Equipments


HIGH FLO SUBCUTANE VEILIGHEIDSSNAALDENSET

Toepassing

De High Flo subcutane veiligheidsnaaldensets zijn speciaal ontworpen om te werken met RMS Precision Flow Rate Tubing en een Freedom Pump als een totaal infuussysteem, met opties voor elke patiënt. Deze naaldensets minimaliseren schade, littekens en lokale reacties op de plaats. Daarnaast bevordert het een snellere genezing.

Productinformatie

- Flexibel vleugelscharnier zorgt ervoor dat elke naald op zijn plaats blijft
- Veiligheidssluiting beschermt tegen onbedoelde naaldprikken
- Ontworpen om een gelijkmatige stroom naar elke site te bieden
- Verkrijgbaar met enkele, dubbele, quad-, penta- en hexa-configuraties
- Naalden zijn verkrijgbaar in lengtes van 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm en 14 mm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3045346	HIGH FLO SUBC. 1-NAALDSET 24GX6MM	1 st.	20 x 1 st.	16343611	
3045347	HIGH FLO SUBC. 1-NAALDSET 24GX9MM	1 st.	20 x 1 st.	16343638	
3045348	HIGH FLO SUBC. 1-NAALDSET 24GX12MM	1 st.	20 x 1 st.	16343646	
3045349	HIGH FLO SUBC. 1-NAALDSET 24GX14MM	1 st.	20 x 1 st.	16343654	
3045353	HIGH FLO SUBC. 2-NAALDENSET 24GX6MM	1 st.	10 x 1 st.	16343662	