

# Pariboy


## PARI LC PLUS VERNEVELSET

### Toepassing

De Pari LC Plus vernevelset is een zeer efficiënte vernevelingskamer, dat gebruikt kan worden om te voorkomen dat uitgeademde aerosol in de kamerlucht terecht komt. Het geïntegreerde klepsysteem minimaliseert medicijnverlies wanneer er uitgeademd wordt. Deze technologie levert meer medicatie wanneer er ingeademd wordt en verspilt minder wanneer er uitgeademd wordt.

### Productinformatie

- Herbruikbaar
- Consistente afgifte van medicatie aan de longen
- Snelle en efficiënte behandelingen
- Bacteriële besmetting kan worden verminderd
- Uitvoersnelheid 440 mg/min



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                              | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3041000   | PARI LCPLUS GESLOTEN VERNEVELSET<br>HERBRUIKBAAR 022G8200 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |