


Alaris

ALARIS GP INFUSIESET

Toepassing
De Alaris GP infusiet is voor het gebruik bij bloedtransfusies. De naaldvrije infusiet is gemaakt van PVC en heeft een inline druppelkamer, en onbeluchte spike

Productinformatie
- 1 Spike (onbelucht)
- 1 inline druppelkamer met 200µm filter
- 1 Knijpklem(men)
- 1 Rolklom(men)
- 1 SmartSite® klep met Y-poort (naaldloos bijspuitpunt)
- materiaal: Polyvinylchloride (pvc)
- per stuk steriel verpakt
- LuerLock aansluiting



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057159	ALARIS GP BLOODSET 2 SPIKES, 1Y, 250CM 63477EB	1 st.	30 x 1 st.		
3057245	INFUSSET ALARIS GP POMP 1 BIJSPUITPUNT 60894	1 st.	30 x 1 st.		
3058708	ALARIS GW INFUSSET MET 1 BIJSPUITPUNT 273-007V	1 st.	30 x 1 st.		
3057129	ALARIS GP BLOOD INFUSION SET, 1 SPIKE, 2Y 270CM 60393E	1 st.	30 x 1 st.		
3011171	ASENA INFUSSET FILTER NAALDLOOS BIJSPUITPUNT 1X 273-008EV STERIEL	1 st.	30 x 1 st.		