

Elma sonic med 60 - 6 liter 1100677-c

Toepassing

ELMA ELMASONIC MED 60

6 LITER 1100677-C

Productinformatie

Productkenmerken en -functies

- 37 kHz ultrasone frequentie (regelbereik -2,5/+5,5 kHz)
- 5 ultrasone modi voor op behoefte gebaseerde geluidsveldverdeling in het ultrasone bad
- eco-modus: Zachte reiniging met stillere werking door de veegmodus op een iets lagere intensiteit uit te voeren
- sweep-modus: Zelfs reiniging door gelijkmatige geluidsveldverdeling in het ultrasone bad
- pulsmodus: Verwijdering van zelfs hardnekkige verontreiniging door pulserende geluidsveldverdeling
- dynamic-mode: Combinatie van de ultrasone modi sweep en pulse om de reinigingsprestaties te verhogen
- ontgassingsmodus: Snelle ontgassing van de reinigingsvloeistof en voor speciale toepassingen in het laboratorium
- 4 geheugenlocaties voor reinigingsprogramma's, beschikbaar via snelle selectie
- Autostart-functie voor temperatuurgeregelde start van reiniging
Instelbare eindtemperatuur van 40-60 °C (kan worden geschakeld naar °F)
- Digitale besturingseenheid met veegbaar membraantoetsenbord en gemakkelijk afleesbaar display voor het weergeven van alle bedrijfstoestanden
- Optische en akoestische feedback, bijvoorbeeld aan het einde van de reiniging of wanneer de limiettemperatuur is bereikt
- Voorselectie van de reinigingstijd: reinigingstijd instelbaar tussen 1 minuut en 6 uur
- Elektronische temperatuurregeling instelbaar in stappen van 5 °C van 25-80 °C (kan worden geschakeld naar °F; temperatuurtolerantie -5/+8 °C)
- Instellingsmenu voor individuele aanpassing van de apparaatfuncties
- Droogloopbeveiliging (met uitzondering van Elmasonic Med 500 en 900)
- Automatische veiligheidsuitschakeling na 8 uur
- Spatwaterdichte behuizing en reinigingstank van roestvrij staal
- Afsluitklep aan de zijkant voor het legen van de reinigingstank via de uitlaat aan de achterzijde van het apparaat (alleen voor Elmasonic Med 60 tot 300)
- Afsluitklep en uitlaat aan de zijkant van het apparaat voor het legen van de reinigingstank (alleen voor Elmasonic Med 500 en 900)
- 2 jaar garantie vanaf de eerste ingebruikname, maar niet langer dan 3 jaar vanaf de productiedatum



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3063990	ELMA ELMASONIC MED 60 - 6 LITER 1100677-C	1 st.	1 x 1 st.		