

## CODAN TRANSFERNAALD

### Toepassing

De Codan Transfernaald wordt gebruikt bij het oplossen van poeder medicatie in een infuuszak en of voor het overbrengen van medicijnen van fles naar fles. De afsluitkapjes zijn met kleur gecodeerd voor visuele identificatie. Daarnaast heb je een korte naald dat is voor de vial (1,5x8mm) en een lange naald voor de infuuszak (1,5x22mm).



### Productinformatie

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                         | Binnendoos | Overdoos     | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 3034314   | CODAN TRANSFERNAALD, 2 X STALEN<br>NAALD 1,5 / 8-22MM REF 251074 *S* | 100 st.    | 12 x 100 st. | 16163621  |         |