

CODAN TRANSFERNAALD

Toepassing

De Codan Transfernaald wordt gebruikt bij het oplossen van poeder medicatie in een infuuszak en of voor het overbrengen van medicijnen van fles naar fles. De afsluitkapjes zijn met kleur gecodeerd voor visuele identificatie. Daarnaast heb je een korte naald dat is voor de vial (1,5x8mm) en een lange naald voor de infuuszak (1,5x22mm).



Productinformatie

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034314	CODAN TRANSFERNAALD, 2 X STALEN NAALD 1,5 / 8-22MM REF 251074 *S*	100 st.	12 x 100 st.	16163621	