

VYGON INTRAVENEUZE KATHETER INTRAFLON

Toepassing

De Vygon Intraveneuze Katheter Intraflon is een transparante PTFE-canule met extra dunne wand voor geoptimaliseerde volumesnelheid. Het uiteinde van de canule is puntig om de penetratie in de huid en in de ader te vergemakkelijken, het proximale uiteinde bevat een vrouwelijke Luer-lock-fitting voor aansluiting op een perfusieapparaat.



Productinformatie

- Is met gevleugelde hub en interne naald
- Met Luer Lock aansluiting en vleugels
- Zichtvenster voor punctiecontrole
- Latex vrij
- DEHP vrij
- Steriel

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034353	VYGON INTRAVENEUZE CATHETER INTRAFLON 80 MM 12G REF 12227 *S*	50 st.	1 x 50 st.	15187918	